

HBSS(Hank's Balanced Salt Solution)

产品编号	产品名称	规格
BN20582	Hank's,含钙镁,含酚红(HBSS)	500ml
BN20581	Hank's,含钙镁,不含酚红(HBSS)	500ml
BN20580	D-Hank's,不含钙镁,含酚红(HBSS)	500ml
BN20579	D-Hank's,不含钙镁,不含酚红(HBSS)	500ml

产品说明:

Hank's 液是生物学实验中最常用的平衡盐溶液(Hanks Balanced Salt Solution, HBSS),主要用于细胞培养取材时组织块的漂洗、细胞的漂洗、以及配制其他试剂等。

D-Hank's 与 Hank's 的一个主要区别在于前者不含有钙和镁离子,因此 D-Hank's 可用于配制胰蛋白酶消化 液(钙镁离子可抑制胰蛋白酶活性)。缓冲液中酚红起 pH 指示作用。

百瑞极生产的 HBSS 缓冲液为即用型,经过滤除菌,可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤等常规用途,使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。

组成成分:

(单位: g/L)	BN20582	BN20581	BN20580	BN20579
NaCl	8.00	8.00	8.00	8.00
Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O	0.126	0.126	0.126	0.126
NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O	0	0	0	0
KCl	0.4	0.4	0.4	0.4
KH ₂ PO ₄	0.06	0.06	0.06	0.06
MgSO ₄	0.098	0.098	0	0
CaCl ₂	0.14	0.14	0	0
D-葡萄糖	1.00	1.00	1.00	1.00
酚红	0.01	0	0.01	0
NaHCO ₃	0.35	0.35	0.35	0.35

保存:室温保存,有效期2年。

注意事项:

- 1. 在使用 Hank's Balanced Salt Solution 的过程中要特别注意无菌操作,避免被微生物污染;
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

- TEL: 010-62960866 www.biorigin.Ltd —